

FICHE PRODUIT

Pipettes pasteur graduées 3 ml à usage unique

Référence : SOC-723223

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques des Pipettes pasteur graduées 3 ml à usage unique.

- Type de matériel: pipettes en polyéthylène.
- Longueur: 152 mm.
- Conditionnement: lot de 500.
- Capacité: 3ml.
- Graduation: 0.50 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-pasteur/10222-pipettes-pasteur-graduees-3-ml-a-usage-unique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com