

FICHE PRODUIT



Gélose lactosée au pourpre de Bromocrésol (BCP)

Référence : SOC-9100231

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

- Description

Gélose lactosée au pourpre de Bromocrésol (BCP)

Caractéristiques de la Gélose lactosée au pourpre de Bromocrésol (BCP)

Incuber à 37°C de 18 à 24 heures.

Stockage :

Milieux déshydraté : 2-30°C

Milieux préparé en flacons : 6 mois à 2-8°C

Milieux préparé en tubes : 15 jours à 2-8°C .

Composition (g) pouvant être modifiée pour un litre de milieu :

- Tryptone : 5,0.
- Extrait de viande : 3,0.
- Lactose : 10,0.
- Pourpre de bromocrésol : 0,025.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

- Agar agar : 13,0.
- pH du milieu prêt à l'emploi à 25°C : $7,0 \pm 0,2$.
- Conditionnement: 500 g.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/10224-gelose-lactosee-au-pourpre-de-bromocresol-bcp.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com