

## FICHE PRODUIT



# Gélose E.M.B. (selon Levine)

Référence : SOC-9100561

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Caractéristique de la Gélos E.M.B

Incubation à 37 °C pendant 18 à 24 heures

Stockage :

Milieux déshydraté : 2-30°C .

Milieux préparé en flacons : 6 mois à 2-8°C .

Milieux préparé en boîtes : 1 mois à 2-8°C.

Conditionnement: 500 g.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/10225-gelose-e-m-b-selon-levine.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)