


FICHE PRODUIT



Canule d'aspiration métal crème 1 x 70mm

Référence : SOC-INS655

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Canule d'aspiration métal crème 1 x 70mm.

- Canule d'aspiration otologique métal.
- Usage unique.
- Stérile.
- Poids: 19 g.
- Conditionnement de vente: Boîte de 50.
- Dimensions: 1 x 70 mm.
- Matière: métal crème.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-instruments-pour-l-ori/10228-canule-d-aspiration-metal-noir-0-7-x-70mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com