

FICHE PRODUIT



Amoxicilline, Disques pour antibiogrammes.

Référence : SOC-19005

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'Amoxicillin, Disques pour antibiogrammes.

- Disponible en 10 µg et 2 µg
- Conditionnement: 250 disques.
- Température: - 20°C - 18°C

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/10235-amoxicillin-disques-pour-antibiogrammes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com