

FICHE PRODUIT

Boite à strabisme complète

Référence : SOC-505284

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Boite à strabisme complète :

Boite Inox, 25 x 12 x 6 cm 1

Blépharostat Pley, 7 cm 1

Ciseaux Stevens, 10 cm, droits 1

Ciseaux Stevens, 10 cm, courbes 1

Ciseaux à Ténotomie de Wescott, droits, mousses, 12 cm 1

Compas Castroviejo 1

Crochet Graefe à Strabisme, mousse 1

Crochet à Strabisme, usuel, moyen, 12 mm 1

Crochet à Strabisme, Usuel, petit, 10 mm 1

Pince Micro Halstead, 10 cm, droite, A/G 3

Pince à Suture de Paufigue 1

Pince Capsulaire Arruga, 9.5 cm 1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Pince Dissection Graefe, fine, à iris, 10 cm, droite, S/G 1

Pince Hémostatique à tendre les fils de Wecker, 5 cm, droite 3

Porte-aiguille Barraquer, courbe, 13 cm, mors universels 1

Releveur de Paupières Desmarres, 10 mm 1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10236-boite-a-strabisme-complete.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com