

FICHE PRODUIT

Agitateur de microplaque avec Oscillateur, Grande vitesse

Référence : SOC-QB9006

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Agitateur de microplaque avec Oscillateur, Grande vitesse

Agitateur de microplaque avec Oscillateur, Grande vitesse 96-pore de température constante, **Oscillateur microplaque, culture cellulaire (QB-9006 110V)**.

L'**agitateur de microplaque avec Oscillateur**, grande vitesse convient aux unités de recherches scientifiques, aux institutions médicales, aux CDC, aux unités médicales et sanitaires de biologie moléculaire, à la virologie, à la microbiologie, à la pathologie, et aux laboratoires d'immunologie. Le corps profilé de style unique, utilise la technologie améliorée de moulage de plastiques techniques, équipé d'un moteur à courant continu sans balayage, d'une surface en nylon 1010, du cuivre excentriques, pour un fonctionnement souple et durable de la surface de travail. La plate-forme moulée de caoutchouc naturelle peut effectivement empêcher la solution acido-basique de se décoller involontairement sur la corrosion de la machine, et facilite le nettoyage.

Spécifications techniques de l'agitateur de microplaque avec Oscillateur, Grande vitesse:

- **Tension:** 110 v / 220 v

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Plage de température:** température ambiante 70 °C $\leq \pm 0,5$ °C
- **Capacité:** quatre mini-plaques à 96 pores
- **Puissance:** 30w
- **Fréquence d'agitation:** 0-1450 tr / min
- **Vitesse:** régulation de vitesse continue
- **Timing:** 0-120 min / continu
- **Poids :** 10.0kg
- **Taille:** 40cm x 40cm x 40cm
- **Matériel :** en plastique
- **Certification :** CDC

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10240-agitateur-de-microplaque-avec-osilateur-grande-vitesse.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com