

## FICHE PRODUIT



# Cefamandole, Disques pour antibiogrammes

Référence : SOC-19014

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

### Caractéristiques de la Cefamandole, Disques pour antibiogrammes.

- Méthode: MA30
- Conditionnement: 5 x 50 disques.
- CE.
- Température: -20 - 8°C.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10241-cefador-disques-pour-antibiogrammes.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)