

FICHE PRODUIT

Civière de relevage aluminium, modèle SCOOP WSX-E6

Référence : SOC-4136N

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

La civière de relevage permet un déplacement de la victime sans la faire tourner, ni la soulever.

Séparation dans la longueur en 2 parties afin de glisser celles-ci sous la victime et ainsi la lever sans risques : aucune manipulation de la victime.

La civière de relevage est conçue en aluminium léger et robuste permettant aux secouristes d'agir même sur les terrains difficiles.

Fournie avec 3 sangles pour assurer le maintien de la victime.

Caractéristiques de la Civière de relevage aluminium, modèle 4136N

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Capacité de charge	300 kg
Coloris	Argenté
Conditionnement	Unitaire
Description	Civière de relevage aluminium
Dimension	Fermé : L 120 x l 43 x h 8,4 cm
Livré avec	3 sangles
Longueur réglable	Ouvert L de 172 à 208
Matériau	Aluminium
Poids	8.4 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/brancard-amovible/10242-civiere-de-relevage-aluminium-modele-4136n.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com