

**FICHE PRODUIT**

## Plan dur de réanimation DMT-S1

Référence : SOC-555555DMT

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

**Caractéristiques du Plan dur de réanimation.**

Le plan dur DMT-S1 est fabriqué dans une matière radio transparente ce qui permet son utilisation avec IRM et Scanner.

On limite ainsi les mouvements de la victime durant les examens de diagnostic.

- Flottabilité : 30 Kg.
- Lavable, imperméable (eau, pétrole, huile).

| Couleur                      | Jaune                             |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Poids                        | 7.5 kg                            |
| Dimensions                   | (L) 184 x (l) 45 x (h) 4.5 cm     |
| Charge maximale admissible : | 159 kg                            |
| Matière                      | Polyéthylène haute densité (PEHD) |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10243-plan-dur-de-reanimation.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com