

FICHE PRODUIT



Chaise portoir pliante 2 roues, 4 poignées

Référence : SOC-PP2

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAISE PORTOIR PLIANTE :

Fabriquée en acier chromé, équipée de 2 roues (2 roues fixes diamètre 125 mm à l'arrière).

4 poignées ergonomiques, rabattables dont 2 sont positionnées sur l'arrière du dossier et 2 sur la face avant des montants latéraux pour permettre le portage à la main.

Munie de 4 œillets pour le portage par bretelles BST, de 2 sangles de maintien (buste et cuisses) avec boucle plastique à clipage rapide et d'un repose-pieds de sécurité.

Sellerie identique à la chaise portoir réf : PP. Testée à 250 kg de charge en statique et dynamique.

Coloris disponibles : Bleu, Rouge.

Hauteur dépliée : 103,5 cm.

Hauteur pliée : 58,7 cm.

Largeur (pliée ou dépliée) : 50,5 cm.

Épaisseur pliée : 17 cm.

Profondeur de l'assise : 49 cm.

Poids : 9 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10245-chaise-portoir-pliante-2-roues-4-poignees.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com