

FICHE PRODUIT

Sangle araignée pour plan dur

Référence : SOC-9933N

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Sangle Araignée.

Couleur	Jaune / bleu
Conditionnement	unitaire
Description	Sangle d'araignée
Fixation	Auto grippant
Livré avec	Sac de transport
Matériau	Nylon

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10248-sangle-araignee-pour-plan-dur-modele-9933n.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com