

FICHE PRODUIT



Sondes d'intubation Endotrachéales avec ballonnet Lot de 10

Référence : SOC-SE2239

Points forts

- délais : 1 semaine

Description du produit

Sondes d'intubation Endotrachéales avec ballonnet pour une utilisation de courte ou de longue durée.

Sonde endo-trachéale nasale/orale.

Stérile et à usage unique; Composée d'un tube en Rüschelit transparent, gradué et siliconé, Avec une ligne radio-opaque et ballonnet basse pression à grande surface de contact,

Extrémité proximale équipée d'un raccord, ballonnet de contrôle et valve Luer-Lock.

9 tailles disponibles : - 4 mm, - 4,5 mm, - 5 mm, - 5,5 mm, - 6 mm, - 6,5 mm, - 7 mm, - 7,5 mm, - 8 mm.

Conditionnement minimum de vente : Lot de 10 pcs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-divers-pour-bloc-operatoire/10253-sonde-d-intubations.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	1 semaine

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
sonde_dimensions - Sonde d'intubation 4 mm	SOC-SE2240	
sonde_dimensions - Sonde d'intubation 4,5 mm	SOC-SE2241	
sonde_dimensions - Sonde d'intubation 5 mm	SOC-SE2242	
sonde_dimensions - Sonde d'intubation 5,5 mm	SOC-SE2243	
sonde_dimensions - Sonde d'intubation 6 mm	SOC-SE2244	
sonde_dimensions - Sonde d'intubation 6,5 mm	SOC-SE2245	
sonde_dimensions - Sonde d'intubation 7 mm	SOC-SE2246	
sonde_dimensions - Sonde d'intubation 7,5 mm	SOC-SE2247	
sonde_dimensions - Sonde d'intubation 8 mm	SOC-SE2248	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com