

FICHE PRODUIT

Bandelettes de tests ophtalmiques **FLUORESCINE** boîte de 300 bandelettes

Référence : SOC-DIS605335

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Les **bandelettes de test à la fluorescéine** sont des **bandelettes ophtalmiques stériles** imprégnées de **fluorescéine sodique**, destinées à être appliquées brièvement dans le sac conjonctival. Elles libèrent une teinture qui colore en vert la surface du segment antérieur de l'œil sous lumière adaptée, facilitant la **visualisation des défauts épithéliaux** et des irrégularités de la cornée.

Ces bandelettes sont couramment utilisées par les spécialistes de la vision lors de :

- l'**adaptation et du contrôle des lentilles de contact** ;
- la **tonométrie d'aplanation** ;
- la **recherche de lésions cornéennes** telles que rayures, abrasions ou ulcères.

Conditionnées en sachet individuels et stériles, elles garantissent une hygiène optimale pour des examens fréquents ou en milieu clinique intensif.

Caractéristiques principales :

- **Quantité** : 300 bandelettes stériles

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Principe** : imprégnation fluorescéine sodique
- **Application** : coloration du segment antérieur de l'œil
- **Usage** : adaptation lentilles, tonométrie, examen cornéen
- **Conditionnement** : emballage individuel, stérile

FLUORESCEINE, 300 bandelettes

Boîte de 300 bandelettes colorées de fluorescéine individuelles stériles (Stérilisation ETO).

Coloration du segment antérieur de l'oeil, montrant les atteintes cornéennes et la tonométrie d'aplanissement.

Adaptation et contrôle des lentilles de contact souples et rigides.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers-materiel-d-ophtalmologie/10271-fluoresceine-100-bandelettes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Fiche produit

Documents téléchargeables sur la page produit.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com