


FICHE PRODUIT



Test Oxydase

Référence : SOC-9088004

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du test d'oxydase.

Prélever une colonie avec une anse de platine et la déposer sur la zone réactionnelle du support.

Triturer, attendre et lire les résultats : Pourpre/Violet = positif.

Stockage : Bandelette et disque 2-8°C

Conditionnement de vente: 30 disques.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/10292-test-oxydase.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com