

## FICHE PRODUIT



# Disque pour test ONPG

Référence : SOC-231248

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

Disque imprégné avec approximativement 100 µg o-nitrophényl-β-D-galactopyranoside.

Ajouter le disque à la suspension bactérienne.

Incuber 4-6 h à 35°C

La positivité se traduit par une coloration en jaune du disque.

Conditionnement de vente: 50 disques.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/microbiologie-de-laboratoire/10293-disque-pour-test-onpg.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com