

FICHE PRODUIT

Tensiomètre Anéroïde Vaquez- Laubry Classic avec brassard velcro coton marine Adulte (M)

Référence : SOC-518011

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le **tensiomètre Vaquez-Laubry Classic Marine, Adulte** doit son nom aux cardiologues **Henri Vaquez** et **Charles Laubry**, qui ont contribué avec **Émile Spengler** à la création du premier tensiomètre en **1907**. Héritier direct de cette invention historique, ce modèle conserve l'ADN Spengler : précision, robustesse et élégance.

Un design iconique signé Spengler

Le Vaquez-Laubry Classic se distingue par son **empiècement en cuir pleine fleur en forme de losange**, signature visuelle de la marque. Ce support maintient solidement le manomètre sur un **brassard en polycoton**, offrant à la fois confort et durabilité.

Des matériaux haut de gamme

Le boîtier du manomètre est réalisé en **alliage métallique robuste (zamak chromé)** et renforcé par une **bague anti-choc** pour protéger le mécanisme contre les chutes et impacts.

Le brassard en **polycoton lavable à 30-40 °C** assure un confort optimal lors de la prise de tension.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Fermeture sangle ou velcro

Le tensiomètre Vaquez-Laubry Classic est disponible avec deux types de fermetures :

- **Sangle**, solution traditionnelle très résistante
- **Velcro**, pour une mise en place rapide et pratique

Une précision durable

L'appareil intègre un mécanisme de type « **horlogerie** » en **alliage cuivre-béryllium**, garantissant une **précision constante et durable** pour la mesure de la pression artérielle.

Un savoir-faire historique

Depuis plus d'un siècle, Spengler conçoit des tensiomètres pour les professionnels de santé. Le Vaquez-Laubry Classic reste aujourd'hui un **instrument emblématique de la pratique médicale**.

Coloris disponibles

- Marine
- Gris
- Rouge

Contenu

- Tensiomètre Vaquez-Laubry Classic
- Brassard
- Poire et robinet
- **Trousse de transport en nylon noir**

Caractéristiques techniques

Général

- Type : **Tensiomètre manobrassard anéroïde**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Précision : ± 3 mmHg
- Graduations : **0 à 300 mmHg**

Dimensions

- Diamètre cadran : **60 mm**
- Diamètre boîtier : **63,5 mm**
- Diamètre poire : **50 mm**

Tailles de brassard

S - Enfant / Petit adulte	23 à 29 cm
M - Adulte	27 à 34 cm
L - Large adulte	31 à 39 cm

Spécifications

- Décompression précise et constante par **valve**
- **Index de taille et d'artère**
- **Double tubulure jumelée**
- Protège-manomètre en **mousse anti-choc bleue amovible**

Matériaux

- Tubulure : **caoutchouc haute résistance (ozone et UV)**
- Brassard : **polycoton**
- Robinet : **laiton chromé**
- Poire : **PVC noir**

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Support manomètre : **cuir pleine fleur**
- Boîtier : **zamak injecté chromé**
- Mécanisme : **alliage cuivre-béryllium**

Poids

- **0,831 kg**

Accessoires disponibles

- Brassard de remplacement
- Robinet
- Poire de rechange avec robinet
- Poire de rechange sans robinet
- Trousse de rangement

Garantie

5 ans (SPENGLER)

hors consommables : brassard, tubulure et poire.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/10295-tensiometre-anoirde-vaquez-laubryr-classic-avec-brassard-velcro-coton-gris-adulte-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com