

FICHE PRODUIT

Tensiomètre Anéroïde Lian® Classic avec multibrassard velcro coton (L,M,S)

Référence : SOC-519050

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tensiomètre Anéroïde Lian® Classic avec multibrassard velcro coton (L,M,S)

Modèle double tubulure avec raccords rapides.

Boîtier en métal chromé indéformable avec protège manomètre en mousse.

Le robinet et la double tubulure permettent une montée en pression et une décompression parfaitement linéaires.

Changement de brassard rapide grâce aux nouveaux raccords CPC.

Livré en trousse nylon.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/10296-tensiometre-anoirde-lianr-classic-avec-multibrassard-velcro-coton-l-m-s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com