

FICHE PRODUIT



Tensiomètre Anéroïde Lian® Classic avec brassard velcro coton marine Adulte (M)

Référence : SOC-519012

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tensiomètre Anéroïde Lian® Classic avec brassard velcro coton marine Adulte (M)

Modèle double tubulure avec raccords rapides.

Boîtier en métal chromé indéformable avec protège manomètre en mousse.

Le robinet et la double tubulure permettent une montée en pression et une décompression parfaitement linéaires.

Changement de brassard rapide grâce aux nouveaux raccords CPC.

Livré en trousse nylon.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/10297-tensiometre-anoirde-lianr-classic-avec-brassard-velcro-coton-marine-adulte-m.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com