

FICHE PRODUIT

Eprouvette graduée classe B en verre borosilicaté 3.3

Référence : SOC-71355

Description du produit

Caractéristiques de l'Eprouvette graduée:

- En verre borosilicaté.
- Graduations.
- Avec bec verseur.
- Pied hexagonal robuste et stable.
- Conditionnement unitaire.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-en-verre-transparent/10298-eprouvette-graduees-classe-a-en-verre-borosilicate-3-3.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
eprouvette_capacite - 10 ml	SOC-713552	
eprouvette_capacite - 25 ml	SOC-713172	
eprouvette_capacite - 50 ml	SOC-713173	
eprouvette_capacite - 100 ml	SOC-713249	
eprouvette_capacite - 250 ml	SOC-713032	
eprouvette_capacite - 500 ml	SOC-713033	
eprouvette_capacite - 1000 ml	SOC-713034	
eprouvette_capacite - 2000 ml	SOC-713078	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com