

FICHE PRODUIT



Erlenmeyer à ouverture large - 250 mL - Pyrex usage intensif

Référence : SOC-713438

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de l'Erlenmeyer à ouverture large - 250 mL - Pyrex® usage intensif

- Capacité : 250 mL.
- Type d'ouverture : large.
- Qualité : Verre Pyrex® à usage intensif.
- Dimensions (ouverture x hauteur) : 39 x 134 mm.
- Conditionnement : À l'unité.
- Type de montage: non rodé.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10310-erlenmeyer-a-ouverture-large-250-ml-pyrexr-usage-intensif.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com