

FICHE PRODUIT



Agitateur Vortex à Vitesse Variable Stuart SA8

Référence : SOC-VSA8

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Agitateur Vortex à Vitesse Variable Stuart SA8

- Agitateur Vortex à vitesse variable entre 200 et 2500 tours/min

Application de l'Agitateur Vortex à Vitesse Variable Stuart SA8

- Mélange rapide d'échantillons contenus dans des tubes à essai, de petites fioles et bouteilles

Avantages de l'Agitateur Vortex à Vitesse Variable Stuart SA8

- Construction robuste
- Nettoyage aisé
- Mode momentané ou continu
- Utilisé avec le pack d'accessoires KITVSA8, le SA8 est capable d'accueillir toutes sortes de récipients de mélange

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques de l'agitateur vortex à vitesse variable:

- Vitesse : 200 à 2500 tours/min .
- Diamètre orbital : 4,2mm.
- Alimentation électrique (V / Hz / W): 230 / 50 / 50.
- Dimensions L x l x H: 135 x 215 x 78 mm.
- Conditionnement de vente: 1.
- Poids: 3.2 kg.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateurs/10311-agitateur-vortex-a-vitesse-variable-stuart-sa8.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com