

FICHE PRODUIT

Masque haute concentration oxygène PVC adulte (carton de 50 pièces)

Référence : SOC-503790

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Masque Haute Concentration Oxygène PVC Adulte

Conditionnement : carton de 100 pièces

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/10312-masque-haute-concentration-oxygene-pvc-adulte-carton-de-100-pieces.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com