

FICHE PRODUIT



Aspirateur manuel de mucosités 200 ml, autoclavable (canule Métallique)

Référence : SOC-820111

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Aspirateur manuel de mucosités 200 ml autoclavable (canule Métal)

Flacon en polysulfone autoclavable.

Conçu pour l'aspiration rapide et simple de sang, vomissements, et sécrétions des voies respiratoires chez l'adulte comme chez l'enfant.

Tubulure 1 m en vervyl.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-chirurgical-accessoires/10314-aspirateur-manuel-de-mucosites-200-ml-autoclavable-canule-metallique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com