

FICHE PRODUIT



Aérosol Nébuliseur

Référence : SOC-001620

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Aérosol nébuliseur

Il est équipé d'un compresseur à piston
Portable, léger et compact.
Coffret plastique anti-choc avec poignée.

Livré avec :

- 1 nébuliseur,
- 1 masque adulte et enfant,
- 1 raccord T,
- 1 embout buccal,
- 1 embout nasal,
- 1 tuyau de 100cm
- 5 filtres de rechange.

Spécification techniques de l'aérosol nébuliseur

Puissance alimentation : 230 V-50 Hz

Consommation: 170 VA

Pression maximum: 2,5 bar, 36 psi 250 Kpa

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Max Débit : d'air 14 L / min
Fonctionnement à débit d'air : de 5 L / min
Neb-taux avec 4 ml de solution : 0,40 ml / min
Fraction respirable: (<5 µm) > 80%
Niveau sonore : (norme EN 13544-1) 55 dB
Poids : 1,65 kg
Taille (unité principale) : 14x12x22 cm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10318-aerosol-nebuliseur.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com