

FICHE PRODUIT



Ouvre bouche à vis en bois

Référence : SOC-DIS062402

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ouvre bouche à vis en bois

Ouvre-bouche de type hélicoïdal en bois ; léger avec petit manche de forme arrondie (3 cm de diamètre) facilitant une bonne préhension.

Pratique pour ouvrir la bouche d'un patient quand une ouverture normale n'est pas possible (contraction musculaire des mâchoires).

Longueur total de l'ouvre bouche bois : environ 9,5 cm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10319-ouvre-bouche-a-vis-en-bois.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com