


FICHE PRODUIT



Sonde Nasogastrique Levin CH12, Lot de 10

Référence : SOC-000698

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Sonde Nasogastrique Levin CH12

La sonde naso-gastrique est un tube qui est introduit du nez du patient jusqu'à l'estomac afin d'assurer sa nutrition. Souvent de courte durée, la réalimentation des patients dénutris ou nutrition entérale est assurée spécifiquement par la sonde nasogastrique de LEVIN.

Charrière (diamètre extérieur): 12 (4 mm)

Conditionnement minimum de vente: Lot de 10

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateur-de-secretions/10322-sonde-nasogastrique-levin-ch12.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delaïs	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com