

FICHE PRODUIT



Hystéro salpingographe complet

Référence : SOC-DRSALP01

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Hystéro Salpingographe complet

L'**Hystéro salpingographe** est un appareil utilisé dans le cadre de la recherche de signes de stérilité chez la femme. Le radiologue compétent utilise l'appareil lors du bilan d'infertilité afin de détecter des possibles obstructions au sein de la cavité de l'utérus ou des trompes de Fallope et poser un diagnostic comme la présence d'une malformation utérine.

L'instrument a été fabriqué avec des matériaux premium, comme le métal chromé, qui confèrent à l'hystéro-salpingographe une certaine robustesse alliée à une grande précision.

L'appareil peut aisément être utilisé dans un environnement sombre puisque la graduation est équipée d'une matière fluorescente.

Caractéristiques techniques de l'Hystéro-Salpingographe

- Etui de rangement premium ergonomique
- Manomètre avec plage d'affichage allant 0 à 200 mm Hg et mesure par pas de 10 mm Hg.
- Trois cônes de fermetures pour tailles d'utérus différentes
- Etablissement de la pression avec une seringue fourni de 20 cm³ avec fermeture Luer

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Garantie 2 ans

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hysterosalpingographie-et-hysterosonographie/10325-hystero-salpingographe-riester.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com