

FICHE PRODUIT



Tonomètre automatique Reichert® 7

Référence : SOC-605453

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tonomètre automatique Reichert® 7

Descriptions :

Multiple mode de mesure :

Le Tonomètre **Reichert 7** dispose d'un tout nouveau mode de mesure multiple à une touche qui permet de réaliser 3 ou 4 mesures avec une seule pression. Cette nouvelle fonctionnalité permet de gagner en temps, augmente la précision et assure le plus haut niveau de confort pour vos patients.

Interface utilisateur :

L'interface à écran tactile dispose d'un système d'exploitation facile à utiliser, basé sur des icônes, permettant même aux utilisateurs inexpérimentés de prendre des mesures en quelques secondes. L'écran couleur guide l'opérateur tout au long du processus de mesure, depuis l'alignement de l'œil jusqu'à l'affichage des mesures. Les menus de configuration et les instruments en option sont également facilement accessibles et faciles à naviguer.

Souffle doux et fonctionnement silencieux :

Le Tonomètre **Reichert 7** est conçu pour faire de l'ensemble du processus de mesure une

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

expérience confortable et non-intimidante pour les patients. L'instrument offre le fonctionnement le plus silencieux avec une bouffée d'air plus douce, de tous les tonomètres sans contact

Appui-tête gauche / droite coulissante :

Un appui-tête coulissant permet un positionnement facile du patient pour garantir des mesures rapides et confortables. L'opérateur fait simplement glisser l'appui-tête dans la position gauche ou droite et le patient place sa tête sur le coussin confortable de l'appui-tête. Le Tonomètre Reichert 7 détecte automatiquement quel œil est mesuré.

Panneaux lumineux LED pour une fixation rapide :

La pièce nasale du Tonomètre **Reichert 7** contient une série de diodes lumineuses. Ceux-ci fournissent une indication visuelle évidente au patient pour la fixation et l'alignement rapides, réduisant ainsi le temps d'examen.

Précision, simplicité, rapidité:

Le fonctionnement du tonomètre **Reichert 7** est extrêmement rapide. Les patients s'appuient simplement contre le repose-front pendant que l'opérateur touche une icône sur l'écran pour activer l'alignement entièrement automatisé et le processus de mesure d'IOP. La mesure est prise avec rapidité et simplicité contrairement aux autres tonomètres sans contact, sans oublier la précision.

Spécifications techniques du Tonomètre automatique Reichert 7 :

Poids : 23 lbs., 10,4 kg

Hauteur : 19,75 in., 50,2 cm

Largeur : 10,5 in., 26,7 cm

Profondeur : 14 in., 35,6 cm

Tension : 100 - 240 VAC

Fréquence : 50/60 Hz

Plage de mesure : 0 - 60 mmHg (7 - 60 mmHg ; Norme ISO 8612)

Spécification technique de la mentonnière en option :

Déplacement vertical : 65 mm, motorisé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tonometre/10329-tonometre-automatique-reichertr-7.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com