

FICHE PRODUIT

Ouvre bouche à vis

Référence : SOC-VRP273

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ouvre bouche à vis

L'ouvre bouche à vis permet l'ouverture de la bouche du patient en cas de contraction musculaire des mâchoires.

- Forme de vis conique.
- Plastique blanc.
- Usage unique.

Matériel médical CE.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10332-ouvre-bouche-a-vis.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com