

**FICHE PRODUIT**

## Masque à oxygène adulte (à concentration moyenne) paquet de 10

Référence : SOC-E2000093040264

**Points forts**

- délais : 48 heures

### Description du produit

#### Masque à oxygène adulte (à concentration moyenne) paquet de 10

Le **Masque à oxygène adulte (à concentration moyenne) paquet de 10** est un masque fournissant de l'**oxygène aux poumons** à partir d'un réservoir de stockage. Il couvre le **nez et la bouche**, il est conçu en **PVC**.

- Masque à oxygène adulte ;
- Masque à oxygène non stérile ;
- Equipé d'un mentonnier et d'une barrette nasale avec tubulure de 2 m ;
- Ce masque peut être utilisé pour une concentration d'oxygène moyenne ;
- Conditionnement: paquet de 10.

**Caractéristiques techniques du masque à oxygène adulte (à concentration moyenne) :**

- Normes : directive 93/42 CE pour les dispositifs médicaux.
- Masque en PVC, sans odeur, muni de 2 élastiques.
- Masque pour concentration moyenne.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Conditionnement : masque + 1 tubulure de 2 m sous sachet.

## Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/oxygenotherapie-et-accessoires/10333-masque-a-oxygene-adulte.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com