

FICHE PRODUIT



Seringue 60ML Tube Réutilisable Plastique (paquet de 25 pièces)

Référence : SOC-CDIS60

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Seringue 60ML Tube Réutilisable Plastique Encre Longueur 15cm Diamètre 3.1cm

Seringue 60ML Tube Réutilisable Plastique Encre Longueur 15cm Diamètre 3.1cm -
Caractéristiques:

100% tout et de haute qualité

60ML seringue réutilisable pour la mesure de nutriment ou une autre utilisation quotidienne
Après stérilisation, il peut être réutilisé, très pratique.

Spécifications:

Matière: Plastique

Couleur: Comme l'image montre

Longueur: Env. 5.91inch / 15cm

Diamètre: env. 1,22inch / 3.1cm

Capacité: 60 ml

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues/10334-seringue-60ml-tube-reutilisable-plastique-encre-longueur-15cm-diametre-3-1cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com