

FICHE PRODUIT



Moniteur de collecte de sang avec batterie et chargeur, Modèle BAGMATIC PRO

Référence : SOC-BSL-2000

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques du Moniteur de collecte de sang Modèle BAGMATIC pro

Taille réduite, poids faible

Conçu pour une utilisation mobile longue durée

Alimentation par pile (jusqu'à 50 prélèvements ou 8 heures) – en option

Nettoyage et entretien faciles

Communication bidirectionnelle - option avec logiciel ERYSYS complet

Profils préréglés: Possibilité d'installer un module de langue supplémentaire

Système d'alerte personnalisable

Code-barres (en option)

Associé à SEALmatic C, il devient un appareil 2 en 1, soudeuse de tuyaux et agitateur de sang (en option)

Données techniques Moniteur de collecte de sang Modèle BAGMATIC pro

Alimentation: Adaptateur CA/CC: CA entrée:85-260VCA et CC sortie: 15 V; 1 A

Pile Li-Ion: 14,4 V + chargeur rapide (option)

plage de mesure: De 1 à 999 gr/ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Capacité de pile: 3,4 Ah

Durée de chargement de la pile: 2-4h

Humidité: maximum 85 %

Température ambiante: 10 - 40 ° C

Dimensions: 320 x 240 x 187 mm ou 320 x 240 x 207 avec plateau installé

Poids: 4 kg

Mallette de transport en toute sécurité: Peut servir de support au dispositif (en option)

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/10346-moniteur-de-collecte-de-sang-modele-bagmatic-sl.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com