

FICHE PRODUIT

Vis corticale Ø 4,5 mm, Longueur 12 à 74 mm

Référence : SOC-607045

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Vis corticale ø 4,5 mm, Longueur 12 à 26 mm

Embase sphérique, empreinte hexagonale

Diamètre filetage 4.5 mm, Diamètre noyau 3.0 mm, Diamètre tête 8.0 mm

Longueur 12 à 26 mm

S'utilise avec : une mèche de 3.2 et 4.5 mm, Un taraud de 4.5 mm, Un tournevis pour gros fragments.

Unité de vente : Lot de 5

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/10347-vis-corticale-o-4-5-mm-longueur-12-a-74-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com