

FICHE PRODUIT



Soudeuse mobile pour tubulures des poches de sang.

Référence : SOC-MOB1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Soudeuse mobile pour tubulures des poches de sang.

- Ergonomique et simple d'utilisation.
- Temps de soudure : 0,5 à 5 secondes .
- Autonomie : 1000 soudures .
- Batterie : 2 x 12V 2Ah.
- Fréquence : 40,68 MHz .
- Dimensions : 266 x 119 x 88 mm .
- Poids : 3,1 kg .
- Livrée avec une pince à souder (câble de 1,9m) et chargeur de batterie

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/10348-soudeuse-mobile-pour-tubulures-des-poches-de-sang.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com