


FICHE PRODUIT



Broches de Kirschner 2 pointes trocar à 0.5 à 2 mm Long 150 mm

Référence : SOC-476400

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Broches de Kirschner

2 pointes trocar

Diamètre : 0.5 à 2 mm

Longueur : 150 mm

Unité de vente : Lot de 4

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/autres-instruments-pour-chirurgie-osseuse/10352-broches-de-kirschner-2-pointes-trocart-o-0-5-a-2-mm-long-150-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com