

FICHE PRODUIT

Pansement gras stérile Cuticell Classic - 10 cm x 10 cm (boîte 10)

Référence : SOC-SE7296

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pansement gras stérile Cuticell Classic - 10 cm x 10 cm (boîte 10)

Enduit de paraffine neutre, le pansement stérile Cuticell Classic est composé d'une gaze tissée 100% coton à mailles resserrées. Il est non-adhérent et non allergisant (sans latex).

Indications :

- Brûlures du 1er et 2e degré,
- Dermabrasions, lacerations,
- Greffes et sites donneurs de greffes,
- Ulcères de jambe,
- Plaies chroniques.

Pansements sous emballages individuels stériles.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pansements-standards-et-pansements-gras/10363-pansement-gras-sterile-cuticell-classic-10-cm-x-10-cm-boite-10.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com