

## FICHE PRODUIT



# Etui Pénien Auto-adhésifs, Diam. 26 - 30 mm Bte/30

Référence : SOC-F001005

### Points forts

- délais : 48 heures

## Description du produit

Etui Pénien Auto-adhésifs, Diam. 26 - 30 mm Bte/30

## Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10364-etui-peniens-auto-adhesifs-diam-26-30-mm-x-30.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com