

FICHE PRODUIT



Bac en inox avec anses

Référence : SOC-909809

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Bac en inox avec anses

- Dimensions: 176 x 162 mm.
- Hauteur: 65 mm.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/conteneur-en-aluminium/10365-bacs-en-inox-avec-anses.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com