

FICHE PRODUIT



Agrafeuse cutanée à usage unique - 35 agrafes

Référence : SOC-R75035

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

Agrafeuse cutanée à usage unique - 35 agrafes

Pour la suture des plaies franches et peu profondes.

- Prise en main facile.
- Pose rapide et indolore.
- Usage unique.
- Emballage individuel stérile.

Diamètre pointe agrafe : 0.5 mm.

Dimensions agrafes : 5.7 x 3.9 mm.

Poids : 85 g.

Livrée avec 35 agrafes préformées en acier inoxydable .

Conditionnement par blister à l'unité.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Matériel médical CE.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/10369-agrafeuse-cutanee-a-usage-unique-35-agrafes.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com