

FICHE PRODUIT



Plateau Inox avec poignets et couvercle 230 x 150 x 30

Référence : SOC-103317

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Plateau Inox avec poignets et couvercle

Dimensions: 230 x 150 x 30 mm

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/plateaux-et-haricots-de-soins/10374-plateau-inox-avec-poignets-et-couvercle-230-x-150-x-30.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com