

**FICHE PRODUIT**



## Ventilateur de réanimation Modèle Boaray 2000D

Référence : SOC-PR2000D

### Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

## Description du produit

### Spécification du ventilateur de réanimation Modèle Boaray 2000D

- Type de patient : adulte, nourrisson pédiatrique ( $\geq 5$ kg).
- Modes de ventilation: A / C / (V), A / C (P), SIMV (V) + PS, spont, PRVC.
- Volume courant : 20- 2000ml.
- Fréquence de ventilation : 1-100 bpm (incrément: 1 bpm)
- Temps d'inspiration : 0.2-10S (incrément: 0.1S)
- FiO<sub>2</sub> : 21% -100%
- Déclencheur de flux : 0.5-20L/Min
- Déclencheur de pression : -20-0 cm H<sub>2</sub>O
- Contrôle de la pression : 5-70 cm H<sub>2</sub>O
- Support de pression : 5-70 cm H<sub>2</sub>O
- PEEP électronique: 0-40 cm H<sub>2</sub>O
- Nébuliseur : 30 minutes

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Fonction d'accès direct : 100% O<sub>2</sub> 2 mi
- Surveillance : volume VTI, VTE, MV, Mvspond
- Forme d'onde : P-T, F-T, V-T
- Boucle : P-V, F-P, F-V
- Journal du système : 500 événements (réglage et alarme)
- Alarme : Alarmes audio et visuelles à trois niveaux

Volumes: VTE haut / bas, MV haut / bas;

Pression: patte haute / basse Apnée continue, haute pression des voies respiratoires O<sub>2</sub>, pression d'alimentation haute / basse pression d'alimentation d'air haute / basse, Freq haut / bas, FiO<sub>2</sub> haut / bas

Alimentation : panne d'alimentation CA, batterie faible, panne de batterie épuisée

### **Spécifications techniques du ventilateur de réanimation Modèle Boaray 2000D**

Dimensions (H x l x L) : 310 x 290 x 310mm

Interface de Communication : Rs232

Ecran : Ecran tactile LCD 8,4 pouces

Poids : 9kg

Alimentation : AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

Batterie au lithium : 4-6 heures

### **Spécification du ventilateur de réanimation Modèle Boaray 2000D**

- Type de patient : adulte, nourrisson pédiatrique (≥5kg).
- Modes de ventilation: A / C / (V), A / C (P), SIMV (V) + PS, spont, PRVC.

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Volume courant : 20- 2000ml.
- Fréquence de ventilation : 1-100 bpm (incrément: 1 bpm)
- Temps d'inspiration : 0.2-10S (incrément: 0.1S)
- FiO<sub>2</sub> : 21% -100%
- Déclencheur de flux : 0.5-20L/Min
- Déclencheur de pression : -20-0 cm H<sub>2</sub>O
- Contrôle de la pression : 5-70 cm H<sub>2</sub>O
- Support de pression : 5-70 cm H<sub>2</sub>O
- PEEP électronique: 0-40 cm H<sub>2</sub>O
- Nébuliseur : 30 minutes
- Fonction d'accès direct : 100% O<sub>2</sub> 2 mi
- Surveillance : volume VTI, VTE, MV, Mvspond
- Forme d'onde : P-T, F-T, V-T
- Boucle : P-V, F-P, F-V
- Journal du système : 500 événements (réglage et alarme)
- Alarme : Alarmes audio et visuelles à trois niveaux

Volumes: VTE haut / bas, MV haut / bas;

Pression: patte haute / basse Apnée continue, haute pression des voies respiratoires O<sub>2</sub>, pression d'alimentation haute / basse pression d'alimentation d'air haute / basse, Freq haut / bas, FiO, haut / bas

Alimentation : panne d'alimentation CA, batterie faible, panne de batterie épuisée

### **Spécifications techniques du ventilateur de réanimation Modèle Boaray 2000D**

Dimensions (H x l x L) : 310 x 290 x 310mm

Interface de Communication : Rs232

Ecran : Ecran tactile LCD 8,4 pouces

Poids : 9kg

Alimentation : AC 100-240V, 50/60Hz, 1.5A

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

Batterie au lithium : 4-6 heures

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/10376-ventilateur-de-reanimation-modele-boaray-2000d.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur     |
|-----------------|------------|
| delais          | 8 semaines |
| delais          | 48 heures  |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Photos du produit



### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)