

FICHE PRODUIT



Ventilateur de réanimation Modèle Boaray 3000D

Référence : SOC-PR3000D

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Ventilateur de réanimation Modèle Boaray 3000D

L'**Appareil de Ventilation Boaray 3000D** utilise différents modes de ventilation pour les besoins de tous les patients (adulte, enfant, nourrisson). C'est un appareil possédant plusieurs atouts : Les principales marques mondiales de composants clés du ventilateur assurent une haute précision et une performance stable. Il est doté d'un écran TFT de 10,1" avec une grande vue de police pour une observation facile (Écran tactile optionnel).

Spécifications techniques du ventilateur de réanimation Modèle Boaray 3000D

Dimensions (H x L x P): Hôte: 489 x 443 x 311 (mm) Chariot: 707 x 512 x 956 (mm)

Interface de communication: RS232

Écran: écran TFT de 10,1 pouces

Poids net: 43 kg

Puissance: 100-240VAC, 50 / 60Hz, 1A (Max)

Batterie au lithium: minimum 120 minutes

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristique techniques du ventilateur de réanimation Modèle Boaray 3000D

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Type de patient	Adulte, pédiatrique et nourrisson (≥ 5 kg)
Modes de ventilation	VCV, PCV, SIMV (V) + PS, SIMV (P) + PS, SPONT / C PA P, Soupir, Veille Facultatif: PRVC, Dual PAP, NPPV
Volume courant	20-2000 mL
Fréquence de ventilation	1-100 bpm
Temps d'inspiration	0.1-10 S (incrément: 0.15)
FiO ₂	21% -100%
Déclencheur de flux	0.5-20L / Min
Déclencheur de pression	-20-0cm H ₂ O
Contrôle de la pression	5-70cm H ₂ O
Support de pression	0-70 cm H ₂ O
PEEP électronique	0-50cm H ₂ O (incrément: 1cm H ₂ O)
Nébuliseur (facultatif)	30 minutes
Fonction d'accès direct	Freeze, Lock
Surveillance	- Volume: V _{TI} , V _{TE} , MV, MVspont. - Pression: Ppeak, Pinean, Pplat, Pmin, PEEP, Freq, Fspont, I: E, FiO "Conformité, Résistance, RSB, P0.1, NIF, Auto PEEP, Rcexp, Cdyn
Forme d'onde	P-T, F-T, V-T
Boucle	P-V, F-V, F-P
Tendance	Pic, FiO ₂ PEEP, MV, V _{TE} , V _{TI}
Journal du système	500 événements (réglage et alarme)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Type de patient	Adulte, pédiatrique et nourrisson (≥ 5 kg)
Alarme	Alarmes audio et visuelles à trois niveaux Volumes: V _{TE} haut / bas, MV haut / bas; Pression: Patte haute / basse O ₂ pression d'alimentation haute / basse, Pression d'alimentation en air haute / basse Apnée, Pression élevée des voies aériennes continue Freq haut / bas, FiO ₂ haut / bas Alimentation: Panne de courant alternatif, Faible charge de la batterie, Panne de batterie épuisée

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/10378-ventilateur-de-reanimation-modele-boaray-3000d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com