

FICHE PRODUIT



Ventilateur de réanimation Modèle Boaray 5000D

Référence : SOC-PR5000D

Points forts

- délais : 8 semaines
- délais : 48 heures

Description du produit

Ventilateur de réanimation Modèle Boaray 5000D

Caractéristiques de l'Appareil de Ventilation Boaray 5000D

Type de patient : Adulte, enfant et nourrisson.

Modes de ventilation : VCV, PCV, SIMV(V) + PS, SPONT/CPAP, Signe PRVC, Double PAP, NPPV, Pause, Manuel.

Volume courant : 20-2000 ml.

Fréquence de ventilation : 1-100 bpm

Temps d'inspiration : 0.1-10S (incrément : 0.1S)

FiO₂ : 21%-100%

Déclencheur de débit : 0.5-20L/Min

Déclencheur de pression : -20-0cmH₂O

Contrôle de la pression : 5-70 cm H₂O

Appui de pression : 0-70 cm H₂O

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

PEEP électronique : 0-50 cm

Nébuliseur : 30 minutes

Fonction d'accès direct : 100% O₂ 2 min,

Surveillance : V_{TI}, V_{TE}, MVspont. Pression :Ppeak, Pmean, Pplat, Pmin, PEEP, Freq Fspont, I :E, FiO₂, Conformité, Résistance, RSB, P0.1, NIF, Auto PEEP, Rcexp, Cdyn,

Co₂, module (optionnel):Et CO₂

SpO₂, module (optionnel) SpO₂, PR

Forme d'onde : P-T, F-T, V-T, Optionnel: SpO₂, Et CO₂-T

Boucle : P-V, F-V, F-P, Optionnel: Volume-EtCO₂

Tendance : Pics, FiO₂, PEEP, MV, V_{TE}, V_{TI}

Journal du système : 500 événements (réglage et alarme)

Alarme :

Audio visuel et alarmes à trois niveaux,

Volumes: V_{TE} haut/bas, pression d'aération haut/bas,

Apnée, haute pression continue des voies respiratoires,

Fréquence haute/bas, FiO₂ haut/bas,

SpO₂ bas (optionnel), EtCO₂ haut/bas (optionnel),

Puissance: AC faible puissance, faible puissance de la batterie, panne de batterie épuisée.

Spécification techniques de l'Appareil de Ventilation Boaray 5000D

Dimension (H x l x d) : 489 x 443 x 541(mm) chariot 707 x 512 x 956(mm)

Interface de Communication : RS232

Ecran : Écran tactile TFT de 15 pouces

Poids net : 45

Puissance : 100-240VAC, 50 / 60Hz, 1A (Max)

Batterie au lithium : 120 litres minimum

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/respirateurs-de-reanimation/10379-ventilateur-de-reanimation-modele-boaray-5000d.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	8 semaines
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com