

FICHE PRODUIT

Seau hygiénique blanc avec couvercle

Référence : SOC-SHB

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• En PVC, capacité 10L • 30 cm de diamètre et 27 cm de haut • Anse de transport, livré avec couvercle

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/hygiene-et-confort-du-patient/10387-seau-hygienique-blanc-avec-couvercle.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com