

FICHE PRODUIT



Bac inox avec poignées

Référence : SOC-LBAC5

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Bac inox avec poignées.

- Dimensions 400 x 280 x 50 mm.
- Capacité : 5,6 litres.
- Avec poignées.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/conteneur-en-aluminium/10389-bac-inox-avec-poignees.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com