

FICHE PRODUIT

Diviseur Échantillonneur à canaux réglables.

Référence : SOC-LDIV30

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques du Diviseur Échantillonneur à canaux réglables.

- Normes EN 932-1 & EN 932-2.
- Capacité 30 litres.
- A canaux réglables.
- S'utilise pour les granulats jusqu'à 108 mm.
- Ouverture réglable de 12 mm à 108 mm (12-24-36-48-60-72-84-96-108 mm).
- En acier galvanisé.
- Ouverture de la trémie manuellement par poignée.
- Livré avec 2 bacs de récupération.
- Poids : 55 kg.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10390-diviseur-echantillonneur-a-canaux-reglables.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com