

FICHE PRODUIT

Etuve de laboratoire, 58 litres.

Référence : SOC-LETU-FR60

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Etuve de laboratoire, 58 litres

Caractéristiques de l'étuve de laboratoire.

- Capacité 58 litres
- Température maxi 300°C.
- Stabilité de la régulation dans le temps : +/- 0,2 °C.
- Homogénéité de température dans le volume : +/- 1,2 °C à 105°C.
- Volume utile : 58 litres.
- Dimensions intérieures : largeur =400 mm, profondeur=360 mm, hauteur =400 mm.
- Dimensions extérieures : largeur = 564 mm, profondeur=656 mm, hauteur = 694 mm.
- Hauteur entre les étagères : 55 mm.
- Coffret de commande en partie supérieure.
- Caisson intérieur en inox finition brillante, résistant à la corrosion.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Caisson extérieur en tôle électrozinguée, peinture époxy.
- Isolation par 70 mm de laine de verre (absence complèted'amiante).
- Porte calorifugée, contre porte inox, joint silicone.
- Fermeture par une poignée ergonomique et crémone deuxpoints.
- Etuve ventilée par un ensemble de ventilation moteur.
- turbineinox placé à l'arrière, aspiration par un trou sur la face arrière,soufflage de l'air chaud par les deux côtés, sur toute la hauteur.
- Puissance de chauffage 1500 Watts, par résistances inoxblindées.
- Mesure de température par sonde Pt 100 Ω ,
- Contrôleur électronique PID, affichage température consigne ou température mesurée,
- Fonction départ différé.
- Fonction rampe de montée en température.
- Minuterie de temps de chauffe.
- Fonction boucle permettant de répéter plusieurs fois le même programme.
- Buzzer de fin de cycle.
- Alimentation 230 volts monophasé 50 Hz, cordon d'alimentation électrique.
- Nombre de clayettes livrées : 2.
- Capacité totale de clayettes : 6.
- Dimensions des clayettes : 370 x 330 mm.
- Poids maxi accepté par étagères : 30 kg.
- Poids total de l'étuve : 50 kg

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/incubateurs/10391-etuve-de-laboratoire-58-litres.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com