

FICHE PRODUIT



Machine Los Angeles

Référence : SOC-LA350

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques de la Machine Los Angeles.

- Norme EN 1097-2.
- Caisson d'isolation.
- Pour détermination de la résistance à la fragmentation des agrégats.
- Composée d'un cylindre acier dimensions : $\varnothing$ intérieur : 711 x 508mm.
- Rotation : 30-33 tours/min.
- Compteur digital automatique.
- Fourni avec caisson d'isolation phonique et bac de récupération.
- Alimentation : 220 V.
- Dimensions extérieures : 1000 x 900 x 1000 mm.
- Poids : 350 kg.
- Livré avec jeu de 12 boulets.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10392-machine-los-angeles.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com