

FICHE PRODUIT



Machine Micro Deval

Référence : SOC-MD150

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Caractéristiques de la machine Micro Deval.

- Fourni avec 4 cylindres en inox $\varnothing$ int 200 x 154 mm.
- Rotation à vitesse constante sur roulements à billes.
- Affichage digital.
- Régulation électronique.
- Sélection et arrêt automatique en fin de cycle.
- Vitesse de rotation : 100 ± 5 t / min.
- Alimentation : 220 V.
- Dimensions : 640 x 1200 x 350 mm.
- Poids : 150 kg.
- Fourni avec 1 jeu de 25 kg de billes inox $\varnothing$ 10 mm.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/10393-machine-micro-deval.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com